



PARASITOLÓGICO SERIADO DE DEPOSICIONES

Estimado paciente:

Su médico le ha indicado el examen llamado Parasitológico seriado de deposición o **Coproparasitológico**. Este análisis permitirá a su médico tomar decisiones apropiadas a su condición por lo que es fundamental una muestra de buena calidad, para esto usted debe leer las siguientes instrucciones antes de realizarse el examen.



Requisitos:

- Retire el material (frasco con líquido preservante) e instrucciones en cualquiera de nuestras Unidades de Toma de Muestras.
- Evite el uso de laxantes previos a la realización del examen.
- No debe haber ingerido medicamentos antiparasitarios, al menos los 3 últimos días antes del examen.

Recolección de las muestras:

- Defecar en un recipiente limpio y seco, sin mezclar con orina.
- Con la cuchara incluida en el frasco, tome 3 muestras de deposición día por medio, cada una del porte de la cuchara completa incluida, mezclar siempre cada una de las muestras con el líquido preservante, incluido en el frasco.
- Las muestras recolectadas en el frasco con líquido preservante, deben ser almacenadas en un lugar fresco y si es posible en refrigerador a 4°C, por no más de 1 semana antes de enviarlas al laboratorio.

Traslado de la muestra:

- Colocar las tres muestras en el mismo frasco y transportar en posición vertical en una bolsa hasta la Unidad de Toma de Muestra tan pronto haya finalizado la recolección.
- Mantenga las muestras a temperatura ambiente durante el traslado.

Plazo de entrega de resultado: Mismo día 18 horas.

Advertencia: Los frascos contienen un líquido preservante, debe evitar su ingestión y mantener alejado de los niños.